

## ターンテーブル

TM-701

### 取扱説明書

#### 取扱説明書について

この度は弊社製品をご採用いただき、誠に有難うございました。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書を良くお読みになった上で、運転を開始してください。

また、お読みになった取扱説明書は大切に保管していただくようお願い申し上げます。

#### 用途

プレート培地塗抹による分離培養法をするための電動式ターンテーブルです。

上記用途以外の使用は絶対にしないでください。

#### 仕様

外形寸法	W170 × D120 × H74mm
テーブル内径	94mm
材質	鑄鉄製メラミン焼き付け塗装仕上げ
回転数	約 180/210r.p.m ( 50/60Hz )
定格電源	AC100V50/60Hz
定格電流	0.2A
重量	2kg

#### 取扱注意事項

落下、衝撃を与える等の行為は絶対にしないでください。スムーズな回転が得られなくなります。また、足などの上に落下させますと大怪我の恐れがありますので充分ご注意ください。

手動での回転は絶対に避けてください。駆動用モーター破損の原因となります。

安定した平らな場所に設置してください。斜めな場所への設置は本器転倒の恐れやスムーズな回転が得られない等の原因となります。

持ち運び、移動の際は本器外装部を持ち、テーブル部分は持たないでください。回転不良の原因となります。

使用しない時には電源コードをコンセントから抜いておくようにしてください。

#### オプションについて

押しボタンスイッチの代りにオプションのフットスイッチ TM-702 をご使用いただくと、一層便利です。

#### 連絡先

取扱説明書、製品、修理などに関する問い合わせは下記までお願いいたします。

#### トーマス科学器械株式会社

本社工場 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木 3-4-23

TEL03-3694-7722 ・ FAX03-3694-7745

営業部 〒124-0011 東京都葛飾区四つ木 3-5-18

TEL03-3694-7771 ・ FAX03-3693-6001